


お客様各位

スイング電動さく乳器 日本語使用説明書 誤記訂正のお知らせ

平素より弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

この度、「スイング電動さく乳器 使用説明書（識別 NO. ©MedelaAG/200. 4104/2013-04/E）にて記載に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

訂正内容：



新：スイング電動さく乳器取扱説明書



訂正箇所	ページ	誤	正
①	P38	ポンプセットはメンテナンス不要です。	ポンプセットは毎回ご使用後に洗浄してください。
②	P39	全ての部品をぬるま湯（約 30°C）で十分にすすいでください。	全ての部品を洗剤の入ったぬるま湯（約 30°C）で十分に洗浄してください。